

GO-ON® Product Information GB

Description
GO-ON® is a sterile non-pyrogenic solution of Sodium Hyaluronate.

Composition
A syringe of GO-ON® contains 2.5 ml of a 1% Sodium Hyaluronate solution as well as sodium chloride, sodium monohydrogen phosphate, sodium dihydrogen phosphate and water for injection.

Characteristics
Sodium Hyaluronate is a natural high molecular weight polysaccharide composed of a linear chain of disaccharide units made by sodium gluconate and N-acetylglucosamine. Sodium Hyaluronate is widely distributed throughout the tissues of the human body and is present in high concentrations in the synovial fluid, of which it is the major component. Sodium Hyaluronate plays a significant role in modulating the physical and mechanical interaction between adjacent tissues functioning as a tissue lubricant; it acts also as a viscoelastic support maintaining separation between tissues.

Different Sodium Hyaluronate preparations may have different molecular weights but they have the same chemical structure. GO-ON® is a 1% Sodium Hyaluronate solution obtained from *Streptococcus Equi* by fermentation processes and subsequent purification.

Indications

GO-ON® is indicated as a viscoelastic supplementation for synovial fluid in knee and shoulder joints. GO-ON® is also indicated as viscoelastic supplementation in other synovial joints. The actions of the product are lubrication and mechanical support and it is suited for treatment of the symptoms of osteoarthritis.

Contraindications

GO-ON® must not be used in patients with a history of hypersensitivity to any of the ingredients of the product and in the case of inflammatory joint diseases such as rheumatoid arthritis or Bechterew disease.

Warnings and Precautions

Long-term viscoelastic supplementation with GO-ON® in synovial joints other than the knee and shoulder can be used only in cases appropriate for joint replacement.

This product should only be used by qualified persons who are familiar with its use.

The general precautions for intra-articular injections should be observed and, particularly, care should be taken to ensure that the site of injection is aseptic.

Do not use if the blister packaging has been opened and oris damaged. The product must not be used after the expiry date indicated on the box. The product must be kept out of the reach of children.

This product may worsen local inflammation in patients with osteoarthritis who present an inflammation of the joint. Therefore, it is advisable to administer the product after the local symptom has been alleviated. Local pain may rarely occur after administration of the product. To avoid pain after the injection, an instruction should be given to keep the local site still after the injection has been made. The product must be injected directly into the intra-articular space otherwise it may cause pain. Avoid injection into a blood vessel or surrounding tissues! GO-ON® must be administered with caution to patients with a history of hypersensitivity to drugs and to patients with liver failure or impairment.

Use in the elderly: the product must be administered with caution, since physiological functions are usually reduced in these patients. Paediatric use: since the safety of this product has not been established in children, it must be administered with caution to these patients. **Use in pregnant or lactating women:** although no teratogenic effects have been detected in animals, its safety in pregnant women has not been established. It is therefore recommended to administer the product with caution to pregnant women or women suspected of being pregnant. Sodium Hyaluronate is excreted in milk of animals treated, so it is recommended to discontinue breast-feeding during treatment.

Side effects

Some patients may rarely develop a skin rash, such as urticaria and pruritus. In such cases, discontinue the administration and give the patient the appropriate treatment.

Pain (mainly transient pain after administration), swelling and effusion, as well as infection, at the injection site have rarely been reported. Patients may rarely complain of redness, heat sensation and heaviness at the injection site. Shock has been very rarely reported.

Anaphylactic reactions may occur. If this occurs, discontinue administration, closely monitor the patient and provide adequate treatment. The injection of GO-ON® may be followed by local side effects in the treated joint, e.g. pain, a sensation of heat, redness and/or swelling, effusion, infection. These adverse events can be reduced by the application of an ice-bag to the treated joint for 5 to 10 minutes.

Interactions with Other Agents

There is a known incompatibility between sodium hyaluronate and quaternary ammonium salts such as benzalkonium chloride which can be used as skin disinfectants. GO-ON® must therefore never come into contact with these products, nor with medical or surgical equipment treated with these types of products, since hyaluronic acid can precipitate in their presence. To date there are no reports of incompatibilities (interactions) of GO-ON® with other solutions for intra-articular administration. The patient may benefit from the concurrent use of oral analgesic and anti-inflammatory agents during the first days of treatment.

Dosage and Administration

GO-ON® should be injected into the affected joint a total of 5 times, at weekly intervals. Several joints may be treated concurrently. Depending on the severity of the joint disease, the effects of a course of five treatments may last for over 6 months. Treatment cycles may be repeated if required. In the event of an effusion into a joint, it is recommended to carry out a puncture of the effusion, to immobilise the joint, apply an ice bag and/or to administer corticosteroids by intra-articular injection. The treatment with GO-ON® may be repeated 2-3 days later. Remove the syringe from the blister, remove the rubber stopper connection, mount a suitable sterilised needle (e.g. 19 or 21 G) and secure it by a slight turn. Do not over tighten or apply excessive leverage when attaching the needle or removing the needle guard. Remove the air bubble, if any, from the syringe before the injection. GO-ON® should be administered on its own and not mixed with any other substances prior to injection.

Properties and Mode of Action
Synovial fluid, which due to its content of Hyaluronic acid is visco-elastic, occurs in all synovial joints but especially in the large weight bearing joints, where its lubricating and shock absorbing characteristics ensure normal, painless movement. It also supplies nutrients to the articular cartilage.

Degenerative joint diseases such as osteoarthritis are associated with a substantial loss of viscosity of the synovial fluid, which impairs its lubricating and shock absorbing functions. This increases the mechanical stress on the joint as well as the loss of articular cartilage to such an extent as to cause pain and loss of function in the affected joints. It has been established that an improvement in the quality of the synovial fluid resulting from an intra-articular injection of Sodium Hyaluronate preparations improves the visco-elastic properties of the synovial fluid. This enhances its lubricant as well as its shock absorbing actions and reduces the mechanical stress on the joint. This results in alleviation of the pain and an improvement in joint mobility, which after a single treatment cycle of 5 intra-articular injections, last for minimum of 6 months.

Packaging
GO-ON® is available as a disposable syringe containing a 2.5 ml solution of Sodium Hyaluronate (25 mg). The product is sterilized using steam within the blister. Packages contain 1, 3 or 5 syringes.

Shelf-life

Three years

Storage conditions


Storage at a temperature between 2°C and 25°C

Symbols on the package


Batch number




Use by



Attention, see Product Information



Sterilised by moist heat




Storage temperature: 2°C-25°C



Manufacturer




Do not use if package is damaged



HOW TO USE GO-ON®
Take the syringe out of the container. In case the product is stored in the fridge (see storage conditions), take it out twenty of thirty minutes before its use



Remove the rubber stopper by turning it.



Put on a 19 or 21 G injection needle. Do not over tighten or apply excessive leverage when attaching the needle or removing the needle guard, as this may break the syringe tip.



The syringe is ready for use.

Before the administration, disinfect the injection site thoroughly.

Do not concomitantly use disinfectants containing quaternary ammonium salts.

Reuse of single-use devices creates a potential risk of patient or user infections. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

Manufacturer:
ROTTAPHARM Ltd.,
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart-Dublin 15
Ireland



This leaflet was last issued on 01/2020

M1152A

GO-ON® CZ

Popis
Čirý, bezbarvý roztok v jednorázové sterilní injekční stříkačce.

Složení
Natrium hyaluronát 1 % - 2,5 ml (25 mg) v jedné injekční stříkačce, Chlorid sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, monohydrát fosforečnanu sodného, voda pro injekce.

Charakteristika
Hyaluronát sodný je přirozený, vysokomolekulární polysacharid skládající se z lineárních řetězců disacharidových jednotek tvořených natrium glukuronátem a N-acetylglukosaminem. Hyaluronát sodný je široce distribuován v tělních tkáních těla a je přítomen ve vysoké koncentraci v synoviální tekutině, kde tvoří hlavní součást. Hyaluronát sodný hraje významnou roli ve vytváření fyzikální a mechanické interakce mezi sousedními tkáněmi působící jako tekutý lubrikant; působí rovněž jako viskoelastická podpora udržující tkáň oddělené.

Různé přípravky natrium hyaluronátu mohou mít rozdílnou molekulovou hmotnost, ale mají tutéž chemickou strukturu. GO-ON® je 1 % roztokem natrium hyaluronátu získaného z *Streptococcus Equi* fermentačním procesem a následnou purifikací.

Indikace
GO-ON® je indikován jako viskoelastická náhrada synoviální tekutiny kolena a ramenního kloubu. GO-ON® je také indikován jako viskoelastická náhrada dálejších synoviálních kloubů. Lubrikační účinek a mechanická podpora kloubů je vhodná k léčbě symptomů osteoartridy.

Kontraindikace
GO-ON® nesmí být užíván u pacientů s přecitlivělostí na účinnou látku nebo látky pomocné a v případech zánětlivých kloubních onemocnění jako např. revmatoidní aritida nebo Bechtěrovova choroba.

Upozornění
Dlouhodobé použití viskoelastické náhrady GO-ON® v synoviálních kloubech kromě kolena a ramenního kloubu je vhodné pouze v případech vyhraněných pro výměnu kloubu.


Tento přípravek by měl být podáván pouze odborníkem seznámeným s použitím tohoto přípravku. Obecně opatnostmi pro intraartikulární aplikaci je třeba mít v patnosti a zvláště pak, aby místo injekce bylo sterilní. Nepoužívejte jistiže je balení v blistru bylo otevřeno a/nebo je poškozeno. Přípravek se nesmí používat po datu expirace vyznačeného na obalu. Přípravek musí být uchovávan mimo dosah dětí.

Tento přípravek může zhoršit lokální záňět u pacientů s osteoartridou, kteří mají záňět v kloubu. Proto je doporučeno aplikovat přípravek až v době, kdy lokální příznaky jsou zmírněny. Může se vzácně objevit bolest v místě aplikace. K prevenci vzniku bolesti po aplikaci se doporučuje poučít pacienta, aby místo vpichu bylo v klidu po aplikaci. Přípravek musí být aplikován přesně intraartikulárně, jinak může vyvolávat bolest. Vyvarujte se podání intravenózní nebo do okolních tkání. Musí být aplikován s opatností u pacientů, kteří mají v anamnéze alergické reakce na léky a pacientům s jaterními onemocněními a jaterním selháním. **Starší pacienti:** Přípravek musí být aplikován s opatností u starších pacientů. Přípravek může být podáván dětským pacientům jen s velkou opatností, neboť bezpečnost podání u těchto pacientů nebyla stanovena. **Těhotenství a kojení:** Ačkoli nebyly zaznamenány žádné teratogenní účinky u zvířat, bezpečnost tohoto přípravku těhotných žen nebyla stanovena. Proto je doporučeno aplikovat tento přípravek s opatností ženám těhotným nebo ženám, které by mohly být těhotné. Natrium hyaluronát se vylučuje do mléka u lidečných zvířat, proto je doporučeno přerušit kojení v době lideč.

Dávkování a způsob podání
GO-ON® by měl být injikován do postiženého kloubu celkem 5x v týdenních intervalech. Několik kloubů může být léčeno zároveň. V závislosti na záňetosti onemocnění kloubů, účinek cyklu 5 aplikací může přetrvávat více než 6 měsíců. Léčebné cykly se mohou opakovat, pokud je nutno. Vyjměte injekční stříkačku z balení, sundejte gumovou krytku, nasadte vhodnou sterilní jehlu (např. 19 nebo 21) a lehkým pooolčením ji zajistěte. Při připovávání jehly nebo odstraňování krytky jehly nepoužívejte nadměrnou sílu ani páčivý pohyb. Odstraňte případné bublinky z injekce před aplikací.

Nezáduční účinky
Vzácně se u některých pacientů může objevit kožní raš, urtikárie a pruritus. V těchto případech přerušete léčbu a zahajte příslušnou léčbu. Bolest (zvláště přechodná bolest po aplikaci), otoky, eřez, rovněž jako infekce v místě vpichu byly popsány vzácně. Ve vzáchedých případech by pozorován šok. Může dojít k anafylaktické reakci. Pokud se tak stane, přerušete podání, pečlivě pacienta monitorujte a poskytněte mu adekvátní léčbu.

Způsob účinku
Synoviální tekutina, která je díky obsahu kyseliny hyaluronové viskoelastická, je přítomna ve všech synoviálních kloubech, zvláště však ve velkých kloubech s vysokou záňětí. V těchto kloubech její lubrikační a nárazový absorpční charakteristika zajišťuje možnost normálního, bezbolestného pohybu. Zároveň dodává živiny chrupavce.



GO-ON®
Návod na použití, do rukou lékaře.

Popis
Čirý, bezbarvý roztok v jednorázové sterilní injekční stříkačce.

Složení
Natrium hyaluronát 1 % - 2,5 ml (25 mg) v jedné injekční stříkačce, Chlorid sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, monohydrát fosforečnanu sodného, voda pro injekce.

Charakteristika
Hyaluronát sodný je přirozený, vysokomolekulární polysacharid skládající se z lineárních řetězců disacharidových jednotek tvořených natrium glukuronátem a N-acetylglukosaminem. Hyaluronát sodný je široce distribuován v tělních tkáních těla a je přítomen ve vysoké koncentraci v synoviální tekutině, kde tvoří hlavní součást. Hyaluronát sodný hraje významnou roli ve vytváření fyzikální a mechanické interakce mezi sousedními tkáněmi působící jako tekutý lubrikant; působí rovněž jako viskoelastická podpora udržující tkáň oddělené.

Různé přípravky natrium hyaluronátu mohou mít rozdílnou molekulovou hmotnost, ale mají tutéž chemickou strukturu. GO-ON® je 1 % roztokem natrium hyaluronátu získaného z *Streptococcus Equi* fermentačním procesem a následnou purifikací.

Indikace
GO-ON® je indikován jako viskoelastická náhrada synoviální tekutiny kolena a ramenního kloubu. GO-ON® je také indikován jako viskoelastická náhrada dálejších synoviálních kloubů. Lubrikační účinek a mechanická podpora kloubů je vhodná k léčbě symptomů osteoartridy.

Kontraindikace
GO-ON® nesmí být užíván u pacientů s přecitlivělostí na účinnou látku nebo látky pomocné a v případech zánětlivých kloubních onemocnění jako např. revmatoidní aritida nebo Bechtěrovova choroba.

Upozornění
Dlouhodobé použití viskoelastické náhrady GO-ON® v synoviálních kloubech kromě kolena a ramenního kloubu je vhodné pouze v případech vyhraněných pro výměnu kloubu.

Degenerativní kloubní onemocnění jako např. osteoartróza jsou spojena s podstatnou záňetou viskozity synoviální tekutiny a se zhoršením její lubrikační a nárazový absorpční funkce. Toto zvyšující se mechanickou záňet kloubů a rovněž záňetu kloubních chrupavek do té míry, že to způsobuje bolest a omezení funkce těchto kloubů. Bylo prokázáno, že zlepšení kvality synoviální tekutiny kloubů po intraartikulárním podání přípravku obsahující natrium hyaluronát zlepšuje viskoelastické vlastnosti synoviální tekutiny. Zlepšuje její lubrikační a šok absorpční funkce a zmenšuje mechanickou záňet kloubů. Výsledkem je zmenšení bolesti a zlepšení mobility, které po jedné kúře 5 intraartikulárních injekcí přetrvává minimálně 6 měsíců.

Balení
Jednorázová injekční stříkačka obsahuje 2,5 ml roztoku natrium hyaluronátu (25 mg). Přípravek v blistru je sterilizován párou. Balení obsahuje 1,3 nebo 5 stříkaček.

Doba použitelnosti
3 roky

Uchovávání
Uchovávejte v teplotě mezi 2 °C a 25 °C

Vysvětlení symbolo na vnějším obalu

Č. šarže

Použitelné do

Pro jednorázové užití

Důležité, čtete příbalovou informaci

Sterilizováno teplem

Teplota uchovávání 2 - 25

Výrobce

Nepoužívejte, je-li balení poškozeno

Návod k použití GO-ON®
Vyjměte injekční stříkačku z ochranného obalu. V případě, že přípravek přechováváte v chladničce (viz skladovací podmínky), vyjměte jej z lednice 20-30 minut před aplikací.

Návod na použití

GO-ON® (roztok hyaluronátu sodného)

Opis
GO-ON® je sterilný nepyrogénny roztok hyaluronátu sodného.

Zloženie
Medzi striekačkou GO-ON® obsahuje 2,5 ml 1% roztoku hyaluronátu sodného a ďalej chlorid sodný, hydrogenufosforečnan sodný, dihydrogenufosforečnan sodný a voda na injekciu.

Charakteristika
Hyaluronát sodný je sacharid s prirodzenou vysokou molekulovou hmotnosťou zložený z lineárného reťazca disacharidových jednotiek tvorených glukuronátom sodným a N-acetylglukozamínom. Hyaluronát sodný sa tkanivami rozsiahlo distribuje do ľudského organizmu a vo vysokých koncentráciách je prítomný v synoviálnej tekutine, čím sa znižuje mechanická tlak na kĺb. Výsledkom je zmiernenie bolesti a zlepšenie mobility kĺbu, ktoré po jednom liečebnom cykle s 5 intraartikulárnymi injekciami pretrváva najmenej 6 mesiacov.

Balenie
Jednorázová injekčná striekačka obsahuje 2,5 ml roztoku natrium hyaluronátu (25 mg). Prípravek v blistru je sterilizovaný parou. Balenie obsahuje 1,3 alebo 5 striekačiek.

Doba použiteľnosti
3 roky

Uchovávanie
Uchovávaťe v teplotě mezi 2 °C a 25 °C

Vysvětlení symbolo na vnějším obalu

Č. šarže

Použitelné do

Pro jednorázové užití

Důležité, čtete příbalovou informaci

Sterilizováno teplem

Teplota uchovávání 2 - 25

Výrobce

Nepoužívejte, je-li balení poškozeno

Návod k použití GO-ON®
Vyjměte injekční stříkačku z ochranného obalu. V případě, že přípravek přechováváte v chladničce (viz skladovací podmínky), vyjměte jej z lednice 20-30 minut před aplikací.

Návod na použití

GO-ON® (roztok hyaluronátu sodného)

Opis
GO-ON® je sterilný nepyrogénny roztok hyaluronátu sodného.

Zloženie
Medzi striekačkou GO-ON® obsahuje 2,5 ml 1% roztoku hyaluronátu sodného a ďalej chlorid sodný, hydrogenufosforečnan sodný, dihydrogenufosforečnan sodný a voda na injekciu.

Charakteristika
Hyaluronát sodný je sacharid s prirodzenou vysokou molekulovou hmotnosťou zložený z lineárného reťazca disacharidových jednotiek tvorených glukuronátom sodným a N-acetylglukozamínom. Hyaluronát sodný sa tkanivami rozsiahlo distribuje do ľudského organizmu a vo vysokých koncentráciách je prítomný v synoviálnej tekutine, čím sa znižuje mechanická tlak na kĺb. Výsledkom je zmiernenie bolesti a zlepšenie mobility kĺbu, ktoré po jednom liečebnom cykle s 5 intraartikulárnymi injekciami pretrváva najmenej 6 mesiacov.

Balenie
Jednorázová injekčná striekačka obsahuje 2,5 ml roztoku natrium hyaluronátu (25 mg). Prípravek v blistru je sterilizovaný parou. Balenie obsahuje 1,3 alebo 5 striekačiek.

Doba použiteľnosti
3 roky

Uchovávanie
Uchovávaťe v teplotě mezi 2 °C a 25 °C

Vysvětlení symbolo na vnějším obalu

Č. šarže

Použitelné do

Pro jednorázové užití

Důležité, čtete příbalovou informaci

Sterilizováno teplem

Teplota uchovávání 2 - 25

Výrobce

Nepoužívejte, je-li balení poškozeno

Návod k použití GO-ON®
Vyjměte injekční stříkačku z ochranného obalu. V případě, že přípravek přechováváte v chladničce (viz skladovací podmínky), vyjměte jej z lednice 20-30 minut před aplikací.

Návod na použití

GO-ON® (roztok hyaluronátu sodného)

Opis
GO-ON® je sterilný nepyrogénny roztok hyaluronátu sodného.

Zloženie
Medzi striekačkou GO-ON® obsahuje 2,5 ml 1% roztoku hyaluronátu sodného a ďalej chlorid sodný, hydrogenufosforečnan sodný, dihydrogenufosforečnan sodný a voda na injekciu.

Charakteristika
Hyaluronát sodný je sacharid s prirodzenou vysokou molekulovou hmotnosťou zložený z lineárného reťazca disacharidových jednotiek tvorených glukuronátom sodným a N-acetylglukozamínom. Hyaluronát sodný sa tkanivami rozsiahlo distribuje do ľudského organizmu a vo vysokých koncentráciách je prítomný v synoviálnej tekutine, čím sa znižuje mechanická tlak na kĺb. Výsledkom je zmiernenie bolesti a zlepšenie mobility kĺbu, ktoré po jednom liečebnom cykle s 5 intraartikulárnymi injekciami pretrváva najmenej 6 mesiacov.

Balenie
Jednorázová injekčná striekačka obsahuje 2,5 ml roztoku natrium hyaluronátu (25 mg). Prípravek v blistru je sterilizovaný parou. Balenie obsahuje 1,3 alebo 5 striekačiek.

Doba použiteľnosti
3 roky

Uchovávanie
Uchovávaťe v teplotě mezi 2 °C a 25 °C

Vysvětlení symbolo na vnějším obalu

Č. šarže

Použitelné do

Pro jednorázové užití

Důležité, čtete příbalovou informaci

Sterilizováno teplem

Teplota uchovávání 2 - 25

Výrobce

Nepoužívejte, je-li balení poškozeno

Návod k použití GO-ON®
Vyjměte injekční stříkačku z ochranného obalu. V případě, že přípravek přechováváte v chladničce (viz skladovací podmínky), vyjměte jej z lednice 20-30 minut před aplikací.

Degenerativní kloubní onemocnění jako např. osteoartróza jsou spojena s podstatnou záňetou viskozity synoviální tekutiny a se zhoršením její lubrikační a nárazový absorpční funkce. Toto zvyšující se mechanickou záňet kloubů a rovněž záňetu kloubních chrupavek do té míry, že to způsobuje bolest a omezení funkce těchto kloubů. Bylo prokázáno, že zlepšení kvality synoviální tekutiny kloubů po intraartikulárním podání přípravku obsahující natrium hyaluronát zlepšuje viskoelastické vlastnosti synoviální tekutiny. Zlepšuje její lubrikační a šok absorpční funkce a zmenšuje mechanickou záňet kloubů. Výsledkem je zmenšení bolesti a zlepšení mobility, které po jedné kúře 5 intraartikulárních injekcí přetrvává minimálně 6 měsíců.

Balení
Jednorázová injekční stříkačka obsahuje 2,5 ml roztoku natrium hyaluronátu (25 mg). Přípravek v blistru je sterilizován párou. Balení obsahuje 1,3 nebo 5 stříkaček.

Doba použitelnosti
3 roky

Uchovávání
Uchovávejte v teplotě mezi 2 °C a 25 °C

Vysvětlení symbolo na vnějším obalu

Charakteristika
Hyaluronát sodný je sacharid s prirodzenou vysokou molekulovou hmotnosťou zložený z lineárného reťazca disacharidových jednotiek tvorených glukuronátom sodným a N-acetylglukozamínom. Hyaluronát sodný sa tkanivami rozsiahlo distribuje do ľudského organizmu a vo vysokých koncentráciách je prítomný v synoviálnej tekutine, čím sa znižuje mechanická tlak na kĺb. Výsledkom je zmiernenie bolesti a zlepšenie mobility kĺbu, ktoré po jednom liečebnom cykle s 5 intraartikulárnymi injekciami pretrváva najmenej 6 mesiacov.

Balenie
Jednorázová injekčná striekačka obsahuje 2,5 ml roztoku natrium hyaluronátu (25 mg). Prípravek v blistru je sterilizovaný parou. Balenie obsahuje 1,3 alebo 5 striekačiek.

Doba použiteľnosti
3 roky

Uchovávanie
Uchovávaťe v teplotě mezi 2 °C a 25 °C

Vysvětlení symbolo na vnějším obalu

Veľmi zriedkavo hlásili šok. Môže sa vyskytnúť anafyl

Stosowanie w okresie ciąży i laktacji: nie stwierdzono działania teratogenego u zwierząt, jednak nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Zaleca się więc zachowanie ostrożności w trakcie podawania preparatu kobietom w ciąży oraz kobietom u których zachodzi podejrzenie, że są w ciąży. U zwierząt stwierdzono, że hialuronian sodu był wydzielany do mleka. W związku z powyższym zaleca się, aby karmienie piersią zostało przetrwane na okres leczenia preparatem GO-ON®.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko u niektórych pacjentów może pojawić się wysypka skórna o charakterze pokrzywki oraz świąd. W takim przypadku należy przetrwać terapię i zastosować odpowiednie leczenie.

Rzadko opisywano ból (zwycię przemieszczający po podaniu preparatu), obrzęk, wysięk lub zakazanie w miejscu podania preparatu. ChOROZY mogą rzadko zgłaszać zaczerwienienie, uczucia ciepła lub uczucia ciężkości w miejscu podania preparatu.

Bardzo rzadko opisywano objawy wstrząsu po podaniu preparatu, ale istnieje możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznej. W takim przypadku należy przetrwać podawanie preparatu, zapewnić odpowiednie leczenie oraz obserwować chorego.

Podanie GO-ON® może wywoływać objawy miejscowe: ból, uczucie ciepła, zaczerwienienie i/lub obrzęk, wysięk, zakazanie. Częstość występowania tych objawów można zmniejszyć stosując okłady z lodu (5-10 minut) na miejsce podania preparatu.

ODDZIAŁYWANIE Z INNYMI LEKAMI (INTERAKCJE)
Istnieje potwierdzona niezgodność pomiędzy hialuronianem sodu a czwartorzędowymi solami amonowymi, takimi jak chlorek benzalkoniowy, który może być używany, jako środek do dezynfekcji skóry. Dlatego preparat GO-ON® pod żadnym pozorem nie może wchodzić w kontakt z takimi produktami, ani ze sprzętem medycznym lub chirurgicznym, względem którego zastosowano tego typu produkty, z uwagi na możliwość wytrącania się kwasu hialuronowego. Do chwili obecnej nie stwierdzono interakcji lub niezgodności preparatu GO-ON® z innymi lekami podawanymi doustowo. ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

PODAWANIE I SPOŚOB

GO-ON® należy podawać doustowo; zaleca się wykonanie 5 iniekcji w odstępach tygodniowych. Preparat może być stosowany w leczeniu kilku stawów jednocześnie. W zależności od stopnia nasilenia choroby efekt leczniczy po 5-ciu iniekcjach może być widoczny po 6 tygodniach. Cykle terapeutyczne można w razie potrzeby powtarzać. W przypadku wysięku do stawu zaleca się przeprowadzenie punkcji wysięku, uniерuchomienie opaska, okład z lodu oraz/lub doustowe podanie kortykosteroidów. Podanie preparatu GO-ON® można powtórzyć 2-3 dni później. Należy wyjąć strzykawkę z opakowania, usunąć gumowe zabezpieczenie, zamocować ją strzykawkę odpowiednią igłą (nr. nr 19 lub 21G) i zabezpieczyć porządnie delikatny obrót. Nie ścisnąć za mocno ani nie naciskać ze zbyt dużą siłą podczas mocowania igły lub zdejmowania jej osłony. Przed rozpoczęciem użycia, szczególnie w przypadku pacjentów z infekcją, należy przetrwać dezynfekcję powierzchni ze strzykawki. Preparat GO-ON® powinien być podawany samodzielnie, nie powinien być mieszany z innymi płynami przed wstrzyknięciem.































TERMIN WAŻNOŚCI

3 lata.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C

Oznaczenia na opakowaniu

Nr serii                              

Do jednorazowego użyciu

Uwaga, zapoznaj się z instrukcją użytkownika.

Sterylizowane parą wodną

Temperatura przechowywania: 2°C-25°C

Wytwórca

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

JAK PODAWAĆ GO-ON®





































Wyjąć strzykawkę z opakowania. Jeżeli preparat był przechowywany w lodówce (patrz uwagi dotyczące przechowywania), należy wyjąć opakowanie z lodówki na 20 do 30 minut przed podaniem.

WYTWÓRCA

ROTTAPHARM Ltd., Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia

Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 01/2020

M1152A

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C

Sterylizowane parą wodną

Temperatura przechowywania: 2°C-25°C

Wytwórca

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.


JAK PODAWAĆ GO-ON®

Wyjąć strzykawkę z opakowania. Jeżeli preparat był przechowywany w lodówce (patrz uwagi dotyczące przechowywania), należy wyjąć opakowanie z lodówki na 20 do 30 minut przed podaniem.

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.



Zamocować igłę 19 G lub 21 G. Nie ścisnąć za mocno ani nie naciskać ze zbyt dużą siłą podczas mocowania igły lub zdejmowania jej osłony. Z uwagą na możliwość ułamania się końcówki strzykawki.




Strzykawką jest gotowa do użycia *Przed podaniem preparatu należy dezynfekować miejsce wkłucia. Nie stosować razem ze środkami dezynfekującymi zawierającymi czwartorzędowe sole amonowe. Ponowne użycie wyrobów do jednorazowego użycia, stwarza potencjalne ryzyko wystąpienia infekcji u pacjenta lub użytkownika. Skazona strzykawką może być przyczyną uszkodzenia ciała, choroby lub śmierci pacjenta.

WYTWÓRCA

ROTTAPHARM Ltd., Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia

Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 01/2020

M1152A

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C

Sterylizowane parą wodną

Temperatura przechowywania: 2°C-25°C

Wytwórca

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

JAK PODAWAĆ GO-ON®

Wyjąć strzykawkę z opakowania. Jeżeli preparat był przechowywany w lodówce (patrz uwagi dotyczące przechowywania), należy wyjąć opakowanie z lodówki na 20 do 30 minut przed podaniem.

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C

Sterylizowane parą wodną

Temperatura przechowywania: 2°C-25°C

Wytwórca

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

JAK PODAWAĆ GO-ON®

Wyjąć strzykawkę z opakowania. Jeżeli preparat był przechowywany w lodówce (patrz uwagi dotyczące przechowywania), należy wyjąć opakowanie z lodówki na 20 do 30 minut przed podaniem.

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Ukazanie za użycie

GO-ON® GOV-ON® (Sodium hialuronate) (Indymur) 

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C

Sterylizowane parą wodną

Temperatura przechowywania: 2°C-25°C

Wytwórca

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

JAK PODAWAĆ GO-ON®

Wyjąć strzykawkę z opakowania. Jeżeli preparat był przechowywany w lodówce (patrz uwagi dotyczące przechowywania), należy wyjąć opakowanie z lodówki na 20 do 30 minut przed podaniem.

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C

Sterylizowane parą wodną

Temperatura przechowywania: 2°C-25°C

Wytwórca

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

JAK PODAWAĆ GO-ON®

Wyjąć strzykawkę z opakowania. Jeżeli preparat był przechowywany w lodówce (patrz uwagi dotyczące przechowywania), należy wyjąć opakowanie z lodówki na 20 do 30 minut przed podaniem.

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C

Sterylizowane parą wodną

Temperatura przechowywania: 2°C-25°C

Wytwórca

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

JAK PODAWAĆ GO-ON®

Wyjąć strzykawkę z opakowania. Jeżeli preparat był przechowywany w lodówce (patrz uwagi dotyczące przechowywania), należy wyjąć opakowanie z lodówki na 20 do 30 minut przed podaniem.

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C

Sterylizowane parą wodną

Temperatura przechowywania: 2°C-25°C

Wytwórca

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

JAK PODAWAĆ GO-ON®

Wyjąć strzykawkę z opakowania. Jeżeli preparat był przechowywany w lodówce (patrz uwagi dotyczące przechowywania), należy wyjąć opakowanie z lodówki na 20 do 30 minut przed podaniem.

ChOROZY może odnieść korzyści, jeśli w trakcie pierwszych dni po podaniu preparatu GO-ON® będzie przyjmował doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Противопоказания

GO-ON® не трябва да се прилага при пациенти с анамнеза за сарвъчувствителност към някои от съставните на продукта и при случаи на възпалителни ставни заболявания, като ревматоиден артрит и болест на Бехтерева.

Предупреждения и препоръки

Продължително вискозо-еластично добавяне с GO-ON® в синовиални стави, различни от колянната и раменната, може да се прилага само в случите, подходящи за ставно заместване.

Състав
Спринцовката GO-ON® съдържа 2,5 ml 1% разтвор на натриев хялуронат, както и натриев хлорид, натриев монохидроген фосфат, натриев дихидроген фосфат и вода за инжекции.

Характеристики

Натриевият хялуронат е природен полизахарид с голямо молекулярно тегло, изграден от линейни дихидрогенни вериги, съставени от натриев гликероат и N-ацетилглюкозамин. Натриевият хялуронат е широко разпространен в тъканите на човешко тяло и е представен във висока концентрация в синовиалната течност, на която е главният компонент. Натриевият хялуронат играе важна роля в осъществяването на физиологичните и механичните взаимодействия между съседни тъкани, действайки като тъканен лубрикант (тъканна смазка); той действа също като вискозо-еластична опора, поддържа разделението между отделните тъкани.

Различните продукти могат да съдържат натриев хялуронат с различно молекулярно тегло, но те имат еднаква химическа структура. GO-ON® е 1% разтвор на натриев хялуронат, получен от *Streptococcus Equi* чрез процес на ферментация и последващо пречистване.

Показания
GO-ON® е показан за вискозо-еластично добавяне към синовиалната течност в колянната и раменната стави. GO-ON® също е показан за вискозо-еластично добавяне в други синовиални стави. Действието на продукта е смазване и механична опора и е подходящо за лечение на симптомите на остеоартрита.

Употреба в ледаитрията

Това увеличава механичното натоварване на ставата и води до загуба на ставен хрущял, до степен да предизвика болка и нарушаване на функцията в засегнатата става. Установено е, че подобряването на качеството на синовиалната течност, в резултат на интраартикуларно инжектиране на съдържащи натриев хялуронат продукти, подобрява вискозо-еластичните качества на синовиалната течност. Това подобрява нейните смазачни и омекотващи ударите свойства и ограничава механичното натоварване на ставата. Това води до облекчаване на болката и подобряване на ставната подвижност, което след курс от 5 интраартикуларни инжекции, поддържа най-малко 6 месеца.

Dozaj i administracija

GO-ON® е показан за вискозо-еластично добавяне с GO-ON® в синовиални стави, различни от колянната и раменната, може да се прилага само в случите, подходящи за ставно заместване.

Състав
Спринцовката GO-ON® съдържа 2,5 ml 1% разтвор на натриев хялуронат, както и натриев хлорид, натриев монохидроген фосфат, натриев дихидроген фосфат и вода за инжекции.

Характеристики

Натриевият хялуронат е природен полизахарид с голямо молекулярно тегло, изграден от линейни дихидрогенни вериги, съставени от натриев гликероат и N-ацетилглюкозамин. Натриевият хялуронат е широко разпространен в тъканите на човешко тяло и е представен във висока концентрация в синовиалната течност, на която е главният компонент. Натриевият хялуронат играе важна роля в осъществяването на физиологичните и механичните взаимодействия между съседни тъкани, действайки като тъканен лубрикант (тъканна смазка); той действа също като вискозо-еластична опора, поддържа разделението между отделните тъкани.

Различните продукти могат да съдържат натриев хялуронат с различно молекулярно тегло, но те имат еднаква химическа структура. GO-ON® е 1% разтвор на натриев хялуронат, получен от *Streptococcus Equi* чрез процес на ферментация и последващо пречистване.

Показания
GO-ON® е показан за вискозо-еластично добавяне към синовиалната течност в колянната и раменната стави. GO-ON® също е показан за вискозо-еластично добавяне в други синовиални стави. Действието на продукта е смазване и механична опора и е подходящо за лечение на симптомите на остеоартрита.

Употреба в ледаитрията
Това увеличава механичното натоварване на ставата и води до загуба на ставен хрущял, до степен да предизвика болка и нарушаване на функцията в засегнатата става. Установено е, че подобряването на качеството на синовиалната течност, в резултат на интраартикуларно инжектиране на съдържащи натриев хялуронат продукти, подобрява вискозо-еластичните качества на синовиалната течност. Това подобрява нейните смазачни и омекотващи ударите свойства и ограничава механичното натоварване на ставата. Това води до облекчаване на болката и подобряване на ставната подвижност, което след курс от 5 интраартикуларни инжекции, поддържа най-малко 6 месеца.

Dozaj i administracija

GO-ON® е показан за вискозо-еластично добавяне с GO-ON® в синовиални стави, различни от колянната и раменната, може да се прилага само в случите, подходящи за ставно заместване.

Състав
Спринцовката GO-ON® съдържа 2,5 ml 1% разтвор на натриев хялуронат, както и натриев хлорид, натриев монохидроген фосфат, натриев дихидроген фосфат и вода за инжекции.

Характеристики

Натриевият хялуронат е природен полизахарид с голямо молекулярно тегло, изграден от линейни дихидрогенни вериги, съставени от натриев гликероат и N-ацетилглюкозамин. Натриевият хялуронат е широко разпространен в тъканите на човешко тяло и е представен във висока концентрация в синовиалната течност, на която е главният компонент. Натриевият хялуронат играе важна роля в осъществяването на физиологичните и механичните взаимодействия между съседни тъкани, действайки като тъканен лубрикант (тъканна смазка); той действа също като вискозо-еластична опора, поддържа разделението между отделните тъкани.

Различните продукти могат да съдържат натриев хялуронат с различно молекулярно тегло, но те имат еднаква химическа структура. GO-ON® е 1% разтвор на натриев хялуронат, получен от *Streptococcus Equi* чрез процес на ферментация и последващо пречистване.

Показания
GO-ON® е показан за вискозо-еластично добавяне към синовиалната течност в колянната и раменната стави. GO-ON® също е показан за вискозо-еластично добавяне в други синовиални стави. Действието на продукта е смазване и механична опора и е подходящо за лечение на симптомите на остеоартрита.

Употреба в ледаитрията
Това увеличава механичното натоварване на ставата и води до загуба на ставен хрущял, до степен да предизвика болка и нарушаване на функцията в засегнатата става. Установено е, че подобряването на качеството на синовиалната течност, в резултат на интраартикуларно инжектиране на съдържащи натриев хялуронат продукти, подобрява вискозо-еластичните качества на синовиалната течност. Това подобрява нейните смазачни и омекотващи ударите свойства и ограничава механичното натоварване на ставата. Това води до облекчаване на болката и подобряване на ставната подвижност, което след курс от 5 интраартикуларни инжекции, поддържа най-малко 6 месеца.

Dozaj i administracija
GO-ON® е показан за вискозо-еластично добавяне с GO-ON® в синовиални стави, различни от колянната и раменната, може да се прилага само в случите, подходящи за ставно заместване.

Състав
Спринцовката GO-ON® съдържа 2,5 ml 1% разтвор на натриев хялуронат, както и натриев хлорид, натриев монохидроген фосфат, натриев дихидроген фосфат и вода за инжекции.

Характеристики
Натриевият хялуронат е природен полизахарид с голямо молекулярно тегло, изграден от линейни дихидрогенни вериги, съставени от натриев гликероат и N-ацетилглюкозамин. Натриевият хялуронат е широко разпространен в тъканите на човешко тяло и е представен във висока концентрация в синовиалната течност, на която е главният компонент. Натриевият хялуронат играе важна роля в осъществяването на физиологичните и механичните взаимодействия между съседни тъкани, действайки като тъканен лубрикант (тъканна смазка); той действа също като вискозо-еластична опора, поддържа разделението между отделните тъкани.

Различните продукти могат да съдържат натриев хялуронат с различно молекулярно тегло, но те имат еднаква химическа структура. GO-ON® е 1% разтвор на натриев хялуронат, получен от *Streptococcus Equi* чрез процес на ферментация и последващо пречистване.

Показания
GO-ON® е показан за вискозо-еластично добавяне към синовиалната течност в колянната и раменната стави. GO-ON® също е показан за вискозо-еластично добавяне в други синовиални стави. Действието на продукта