




PIL OKR PL v01 171108	Fira Sans Regular 22 pt	 CO M0 Y0 K90	
PIL Okuzell lipid eye spray PL	Fira Sans Regular 11 pt	 CO M0 Y0 K80	
Maße: 150 x 200 mmm	Fira Sans Regular 9 pt	 CO M62 Y95 K0	Pantone 158 C
	Fira Sans Light 9 pt		
	Fira Sans Regular 7 pt		
	Fira Sans Light 7 pt		

OKUZELL



lipid

Spray do oczu z liposomami i kwasem hialuronowym 0,1 %

Produkt pozostaje sterylny także po otwarciu.

Substancje czynne

Kompleks fosfolipidowy
Hialuronian sodu
Roztwór izotoniczny buforowany boranem, pH 7,2
Nie zawiera chlorku benzalkoniowego (BAC)

Postać i zawartość

Roztwór do oczu, spray w butelce 15 ml

Wskazania

Do stosowania na zamknięte powieki. Nawilża, pielęgnuje i przynosi ulgę suchym oczom. Może być stosowany również przez osoby noszące szkła kontaktowe. Kwas hialuronowy jest naturalnym środkiem nawilżającym, działającym zapobiegawczo i łagodząco przy podrażnieniach oka spowodowanych niedostatecznym wydzielaniem łez lub długotrwałym noszeniem szkieł kontaktowych.

Dawkowanie, sposób użycia i okres stosowania

Do stosowania przy zamkniętych oczach. Działanie produktu polega na stopniowym docieraniu jego składników do powierzchni gałki ocznej. Stosować na zamknięte powieki, trzymając butelkę w odległości ok. 10 cm od oka. Nie rozpylać bezpośrednio na oko! Przy pierwszym użyciu po otwarciu kilka razy nacisnąć pompkę, aby napętnić dyszę. Rozpylić 1-2 razy na każdą powiekę. W razie potrzeby aplikować kilka razy dziennie.

Działania niepożądane

Przy stosowaniu zgodnym z podanymi zasadami działania niepożądane nie są znane.

Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania nie są znane.

Termin ważności i przechowywanie

Stosować produkt tylko do upływu daty ważności, podanej na opakowaniu. Data ważności wydrukowana jest na butelce obok symbolu klepsydry. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wskazówki dotyczące stosowania

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Trzymać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Nie spożywać. Nie rozpylać bezpośrednio na oko. Nie stosować wraz z makijażem oczu rozpuszczalnym w wodzie – liposomy mogą transportować składniki makijażu do oka. Nie stosować po upływie terminu ważności.


Wyrób medyczny

Dalszych informacji udziela:

Pharmaselect Polska Sp. z o.o.
Sienkiewicza 22 lok. 209A
60-818 Poznań
tel. 61 6628404, fax 61 662 60 60



innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Kolonia



Data aktualizacji ulotki: 10.2017
OKSPL101-01-1710

REV.0:10012.TT.MM.JJJ